

# POPY™ Pessarium

## Nieuw siliconen schaal pessarium: POPY


Een niet-operatieve, kostenefficiënte oplossing voor 2e en 3e graad prolaps

Mediplus heeft in samenwerking met medisch specialisten en patiënten 's werelds eerste siliconen schaal pessarium ontwikkeld. Door te luisteren naar de feedback van zowel artsen als patiënten, kunnen we gebruikers een anatomisch gevormd pessarium aanbieden, deze is gemakkelijker in te brengen en te verwijderen door de medisch specialist. Gemaakt van siliconen voor meer comfort en ondersteuning bij patiënten met een prolaps van de bekkenorganen.

- Zacht en vervormbaar voor gemakkelijker inbrengen en verwijderen
- Anatomisch gevormd
- Minder risico op urethrale occlusie
- Hoogwaardig medisch siliconen
- Autoclaveerbaar
- Houdbaarheidsduur van 10 jaar



## Hoe werkt het



Prolaps



Inbrengen



Verder inbrengen pessarium



Pessarium geplaatst

# Klinisch bewijs pessaria

- One year after treatment women with POP report similar improvement when treated with a pessary versus surgical correction.**  
 Prospective evaluation of outcome of vaginal pessaries versus surgery in women with symptomatic pelvic organ prolapse.  
 Z. Abdool, R.Thakar, A.H Sultan, R.S Oliver. Int Urogynecol J (2011) 22: 273-278
- POP management with pessaries is shown to have a significant improvement in enjoyment of life and interference with physical activity.**  
 Management of pelvic organ prolapse by vaginal pessaries - one year follow up.  
 Oliver R, Lim J H, Thakar R, Sultan A H. Mayday University Hospital, Croydon, Surrey, UK.
- Pessaries have been shown to be as effective as surgery and therefore should be offered as an alternative option to surgery.**  
 Are vaginal pessaries as effective as surgery in symptomatic pelvic organ prolapse?  
 Z.Abdool, R. Thakar, A.Sultan. Int Urogynecol J (2006) 17 (Suppl.2)
- Vaginal pessaries are a cost effective way of alleviating symptoms of pelvic organ prolapse.**  
 Guidelines for the use of support pessaries in the management of pelvic organ prolapse  
 University of South Australia (2010)
- Vaginal pessary use is a non-invasive treatment option for patients with POP who wish to postpone surgery or avoid surgical risks altogether.**  
 Pelvic Organ Prolapse - Pessary Treatment  
 J.A Schulz, E. Kwon. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2005;193 (1): 103-13
- Pessaries provide mechanical support to the prolapsed organs, thus relieving symptoms and improving overall body image for the patient.**  
 Pessary use and impact on quality of life and body image.  
 Patel M.S, Mellen C, O'Sullivan D. M, Lasala C.A. Female Pelvic Medical Reconstructive Surgery (2011) Nov;17 (6): 298-301

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Lengte	Aantal
POPY57	POPY™ Siliconen Schaal Pessarium	6	57mm	1
POPY64	POPY™ Siliconen Schaal Pessarium	8	64mm	1
POPY70	POPY™ Siliconen Schaal Pessarium	10	70mm	1
POPY76	POPY™ Siliconen Schaal Pessarium	12	76mm	1
POPY83	POPY™ Siliconen Schaal Pessarium	14	83mm	1
POPY89	POPY™ Siliconen Schaal Pessarium	16	89mm	1
POPY57-S	POPY™ Siliconen Schaal Pessarium korte grip	6	57mm	1
POPY64-S	POPY™ Siliconen Schaal Pessarium korte grip	8	64mm	1
POPY70-S	POPY™ Siliconen Schaal Pessarium korte grip	10	70mm	1
POPY76-S	POPY™ Siliconen Schaal Pessarium korte grip	12	76mm	1
POPY83-S	POPY™ Siliconen Schaal Pessarium korte grip	14	83mm	1
POPY89-S	POPY™ Siliconen Schaal Pessarium korte grip	16	89mm	1



May-17/01

**mediplus**

*Working together  
to make the difference*

**Mediplus Ltd**

Unit 7 The Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park,  
 High Wycombe, Bucks, HP12 3SU UK  
 Tel: +44 (0)1494 551200 | Fax: +44 (0)1494 536333  
 Email: help@mediplus.co.uk | Web: www.mediplus.co.uk

**Stöpler®**

Middenwetering 1  
 NL - 3543 AR Utrecht  
 T +31 30 264 49 11

www.stopler.nl  
 shop.stopler.nl



www.mediplus.co.uk



**INVESTORS  
IN PEOPLE** | Accredited  
Until 2019

